

## MediLime ENFit spuiten

MediLime biedt een complete assortiment voedingsspuiten met een ENFit connectie. Deze spuiten zijn eenvoudig aan te sluiten op de andere ENFit producten. Het is aan te raden om voor een juiste dosering gebruik te maken van MediLime bottle adapters of opzuigrietjes.

### Artikelnummers:

| Artikelnummer | Omschrijving  |
|---------------|---|
| I3011017      | MediLime ENFit 1ml <b>Low Dose Tip</b> syringe with wings   |
| I3011127      | MediLime ENFit 2.5ml <b>Low Dose Tip</b> syringe with wings |
| I3011055      | MediLime ENFit spuit 5ml <b>Low Dose Tip</b> syringe        |
| I3011100      | MediLime ENFit spuit 10ml                                   |
| I3011200      | MediLime ENFit spuit 20ml                                   |
| I3011610      | MediLime ENFit spuit 60ml eccentric tip                     |

### Productkenmerken:

|             |   |
|-------------|---|
| Aansluiting | ENFit   |
| Eenheid     | Per 30 stuks                                    |
| Verpakking  | Omdoos met 30 afzonderlijke blisterverpakkingen |
| DEHP vrij   | JA  |
| Latex vrij  | JA  |
| Disposable  | JA  |
| Steriel     | JA  |

